

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИДОПИНГОВАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ»

Минский р-н, Боровлянский с/с 106-1, район аг. Лесной

**Инструкция для Участника
программы внешнего контроля качества
иммуногематологических исследований
республиканского уровня
NADL-MED18-ИИЗ-2026**

(Приказ МЗ РБ от 15.12.2025 №1542 «Об организации
внешнего контроля качества клинико-лабораторных
исследований»)

Координаторы:

биолог отдела аккредитации, сертификации и обеспечения
качества, Величко Виктория Александровна

контактный телефон +375 17 265 57 51

врач клинической лабораторной диагностики (заведующий)
клинико-диагностической лаборатории, Новак Лина
Валерьевна

контактный телефон +375 17 374 94 59

Минский район, 2026

Инструкция для Участника по проведению испытаний и оформлению протокола

1 Информация о контрольных образцах для внешнего контроля качества и определяемых показателях/аналитах:

1.1 Контрольные образцы для Программы NADL-MED18-ИЗ-2026 представляют собой биологические образцы:

1.1.1 кровь № 1 объемом 4-6 мл в пробирках (образец № 1, пример маркировки – RC01-1);

1.1.2 кровь № 2 объемом 4-6 мл в пробирках (образец № 2, пример маркировки – RC01-2).

1.2 Контрольные образцы до проведения испытаний необходимо транспортировать и хранить закрытыми в надлежащих условиях (при температуре 2-8⁰С).

2 Порядок проведения испытаний

2.1 Программа NADL-MED18-ИЗ-2026 проводится в 1 этап, на котором исследуются два контрольных образца. **Исследование контрольных образцов и отправка результатов проводится в соответствии со сроками, указанными в Приложении к настоящей инструкции.**

2.2 Испытания необходимо провести **в течение первых суток** после получения контрольного материала!!!

2.3 Участники программы определяют следующие показатели/аналиты:

2.3.1 в образцах № 1 и № 2 – группа крови по системам АВО и Rh;

2.3.2 в образцах № 1 и № 2 – аллоиммунные антиэритроцитарные антитела;

2.3.3 в образцах № 1 и № 2 – титр антител (при положительном результате п.2.3.2)*.

2.4 Участники могут использовать любые доступные методы иммуногематологических исследований, утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

3 Оформление результатов

3.1 Результаты оформляются протоколом испытаний контрольного образца в соответствии с приложением к Программе NADL-MED18-ИЗ-2026 на основании приказа МЗ РБ №1542 от 15.12.2025 «Об организации внешнего контроля качества клинико-лабораторных исследований». Форма протокола в формате .word размещена на сайте Национальной антидопинговой лаборатории – <https://antidoping.by/AboutUs/vok/vok.php>.

3.2 Результаты испытаний контрольных образцов фиксируются в Журнале регистрации лабораторных исследований и их результатов по форме № 227/у-07, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 сентября 2007 г. № 787 «Об утверждении форм первичной документации по лабораторной диагностике».

* – для КДЛ, выполняющих данные исследования

3.3 В протоколе участники должны указать:

- дату проведения испытания;
- полное наименование организации здравоохранения;
- ФИО и должность работника, ответственного за проведение испытания;
- телефон (мобильный) работника, ответственного за проведение испытания;
- адрес электронной почты;
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) контрольного образца (буквенно-цифровой номер, указанный на этикетке);
- метод, с помощью которого проводилось испытание;
- используемые реагенты с указанием производителя и срока годности.

3.4 Протокол подписывается работником лаборатории, который выполнил испытание, с указанием его должности, и работником, проверившим правильность проведения испытания и заполнения формы протокола. **Протокол утверждается руководителем учреждения либо его заместителем, заверяется печатью учреждения.**

3.5 Протоколы и **копию результатов испытаний контрольных образцов, зафиксированных в Журнале регистрации лабораторных исследований**, следует направить в адрес Организатора программы внешнего контроля качества:

- в электронном виде в формате **.pdf** по электронному адресу: **cdl.qc@antidoping.by** в сроки, установленные Приложением к настоящей инструкции;
- в бумажном виде по адресу: 223040, Республика Беларусь, Минский район, Боровлянский с/с 106-1, район аг. Лесной, учреждение здравоохранения «Национальная антидопинговая лаборатория».

4. Участник несет ответственность за своевременность предоставления результатов испытаний и достоверность указанной в них информации.

5. Контактная информация:

5.1. По вопросам проведения испытаний обращаться к Новак Лине Валерьевне, телефон +375 17 374 94 59;

5.2. По вопросам оформления и направления документов необходимо обращаться к Величко Виктории Александровне, телефон +375 17 265 57 51.

Приложение
к инструкции для участника
по выполнению программы
NADL-MED18-ИИЗ-2026

График проведения испытаний

NADL-MED18-ИИЗ-2026		
<i>Сроки получения контрольных образцов у Организатора</i>	<i>Сроки проведения испытаний</i>	<i>Сроки направления протоколов Организатору</i>
с 09.03.2026 по 13.03.2026	с 09.03.2026 по 20.03.2026	до 27.03.2026